



Czyszczenie ultradźwiękowe
wg nowych przepisów.

Elmasonic Med*



Elmasonic Med to seria wydajnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, które zapewniają niezawodne czyszczenie wstępne instrumentów medycznych, dentystycznych i chirurgicznych oraz implantów. Za pomocą częstotliwości ultradźwiękowej 37 kHz można usunąć nawet uporczywe zabrudzenia. **

Myjki Elmasonic Med o pojemności wanny od 3 do 90 litrów (od Med 60 z odpływem) są odpowiednie do różnych zastosowań. Specjalistyczne środki czyszczące opracowane przez Elmę oraz praktyczne akcesoria, takie jak kosze, uchwyty na tace i wiele innych zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia.

**Zasadniczo Elmasonic Med NIE zastępuje przygotowania w termodezynfektorach.

Opracowany dla

Placówki medyczne • szpitale • gabinety stomatologiczne,
• sterylizatornie centralne • laboratoria
dentystyczne • studia tatuaży i piercingu • salony
podologiczne



Czyści

Instrumenty chirurgiczne, medyczne i dentystyczne
• protezy i implanty • instrumenty z branży
podologii, tatuażu i piercingu



Usuwa

Krew, pozostałości tkanki i kości • tłuszcze •
wydzieliny • wióry zębiny • kamień nazębny • osady
podstawowe • alginaty, gips • pasty do szlifowania i
polerowania • woski • topniki • cement •
pozostałości naskórka • inne zanieczyszczenia



Clean



Zgodne z MDR

Myjki Elmasonic Med są zgodne z rozporządzeniem MDR (EU) 2017/745, zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy I.



Design łatwy w utrzymaniu czystości

Powierzchnie ze stali szlachetnej są łatwe w czyszczeniu, także wyświetlacz i panel frontowy. Nowoczesny design.

Inteligentne



5 indywidualnych trybów ultradźwiękowych

degas: szybkie odgazowanie
 eco: cicha, energooszczędna praca, dłuższa żywotność urządzenia
 sweep: bardziej równomierne czyszczenie ultradźwiękowe
 pulse: w przypadku uporczywych zabrudzeń
 dynamic: automatyczna zmiana między pulse a sweep w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników czyszczenia



Możliwość zapisania własnych programów

Cztery indywidualne programy czyszczące można zapisać w menu i aktywować poprzez szybki wybór – dla niezawodnych procesów i powtarzalnych wyników czyszczenia.

Łatwe



Intuicyjność i zorientowanie na użytkownika

Czytelny i przejrzysty wyświetlacz umożliwia proste i precyzyjne ustawienie parametrów czyszczenia.



Feedback urządzenia

Dzięki wyświetlaczowi i komunikatom ostrzegawczym, np. po zakończeniu czyszczenia lub po osiągnięciu temperatury granicznej użytkownik jest zawsze informowany o aktualnym stanie pracy.

Bezpieczne



Inteligentna technologia

Temperatura graniczna jest ustawiana indywidualnie. Może to zapobiec denaturacji białka. Cenne instrumenty są chronione i idealnie czyste.



Ochrona użytkowników

Pokrywa z tworzywa sztucznego redukuje hałas, zapewniając tym samym ciszę w miejscu pracy. Po czyszczeniu służy jako praktyczna taca do ociekania kosza i części.



Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
78224 Singen (Germany)

Wszelkie zmiany techniczne zabronione.
Elmasonic Med_DE_01_20

*Wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem o
wyrzobach medycznych (EU) 2017/745.