

## KRZESŁO „SIODŁO”

KRZESŁO TYPU „SIODŁO” Z OPARCIEM ZAPEWNIĄ MAKSYMALNY KOMFORT PRACY, WSPIERAJĄC PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA NAWET PODCZAS WIELOGODZINNYCH ZABIEGÓW. DZIĘKI TRZEM SIŁOWNIKOM GAZOWYM UMOŻLIWIA PRECYZYJNĄ REGULACJĘ WYSOKOŚCI, KĄTA NACHYLENIA SIEDZISKA ORAZ USTAWIENIA OPARCIA, CO POZWALA IDEALNIE DOPASOWAĆ JE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA. STABILNA PODSTAWA NA KÓŁKACH GWARANTUJE SWOBODĘ PRACY, A WYSOKIEJ JAKOŚCI TAPICERKA ZAPEWNIĄ TRWAŁOŚĆ I ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI.

- ✓ 3 SIŁOWNIKI GAZOWE – REGULACJA WYSOKOŚCI, KĄTA NACHYLENIA SIEDZISKA I OPARCIA
- ✓ REGULOWANE OPARCIE DLA DODATKOWEGO KOMFORTU PODCZAS PRACY
- ✓ STABILNA PODSTAWA NA KÓŁKACH – PEŁNA MOBILNOŚĆ
- ✓ WYSOKIEJ JAKOŚCI TAPICERKA – TRWAŁA I ŁATWA W CZYSZCZENIU



### KRZESŁO U-SHAPE:

- ✓ ANATOMICZNE OPARCIE W KSZTAŁCIE „U” – WSPARCIE PLECÓW LUB FUNKCJA PODŁOKIETNIKA
- ✓ OPARCIE OBROTOWE 360°
- ✓ REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA
- ✓ STABILNA, PIĘCIORAMIENNA PODSTAWA NA KÓŁKACH

## KRZESŁO PROFILOWANE PŁASKIE



PROFILOWANE KRZESŁO Z OPARCIEM TO POŁĄCZENIE ERGONOMII I NOWOCZESNEGO DESIGNU, STWORZONE Z MYŚLĄ O INTENSYWNEJ PRACY W GABINETACH I SALONACH. DZIĘKI PŁYNNEJ REGULACJI WYSOKOŚCI, KĄTA SIEDZISKA ORAZ OPARCIA POZWALA IDEALNIE DOPASOWAĆ POZYCJĘ DO KAŻDEGO RODZAJU PRACY – OD PRECYZYJNYCH ZABIEGÓW PO CHWILĘ RELAKSU. TAPICERKA SILIKONOWA ODPORNA NA DEZYNFEKIJĘ ALKOHOLOWĄ ORAZ PŁYNY USTROJOWE ZAPEWNIĄ NAJWYŻSZY POZIOM HIGIENY I TRWAŁOŚCI, A STABILNA KONSTRUKCJA I KOMFORTOWE PODPARCIE PLECÓW GWARANTUJĄ WYGODĘ KAŻDEGO DNIA.

- ✓ ERGONOMICZNE, PROFILOWANE SIEDZISKO I OPARCIE – KOMFORT NAWET PRZY DŁUGIEJ PRACY
- ✓ PŁYNNA REGULACJA WYSOKOŚCI, KĄTA SIEDZISKA I OPARCIA
- ✓ TAPICERKA SILIKONOWA ODPORNA NA DEZYNFEKIJĘ ALKOHOLOWĄ I PŁYNY USTROJOWE
- ✓ STABILNA, WYTRZYMAŁA PODSTAWA NA KÓŁKACH

# AUTOKLAW YESON SERIA E BLACK LCD



AUTOKLAW YESON YS-E (LCD) TO NOWOCZESNE URZĄDZENIE KLASY B Z PRÓŻNIĄ FRAKCYONOWANĄ, ZAPEWNIĄJĄCE SKUTECZNĄ I BEZPIECZNĄ STERYLIZACJĘ NARZĘDZI. DZIĘKI INTUICYJNEJ OBSŁUDZE, WBUDOWANEJ DRUKARCE, CZUJNIKOWI JAKOŚCI WODY ORAZ FUNKCJOM KONTROLI PROCESU, DOSKONAŁE SPRAWDZA SIĘ W CODZIENNEJ PRACY PROFESJONALNYCH GABINETÓW. TO NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DLA SPECJALISTÓW, KTÓRZY OCZEKUJĄ NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA.

- ✓ 9 PROGRAMÓW STERYLIZACJI + 2 PROGRAMY TESTOWE
- ✓ STERYLIZACJA WSADÓW OPAKOWANYCH, POROWATYCH I WGLĘBIONYCH
- ✓ PORT USB + DRUKARKA TERMICZNA
- ✓ WYŚWIETLACZ LCD
- ✓ MENU PL
- ✓ CZUJNIK JAKOŚCI WODY
- ✓ FUNKCJA OPÓŹNIONEGO STARTU I WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA
- ✓ ZABEZPIECZENIE HASŁEM
- ✓ DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 8 L | 12 L | 18 L | 22 L

# AUTOKLAW YESON SERIA E BLACK LED

AUTOKLAW YESON YS-E (LED) TO WYDAJNE URZĄDZENIE KLASY B Z PRÓŻNIĄ FRAKCYONOWANĄ, STWORZONE DO SKUTECZNEJ I BEZPIECZNEJ STERYLIZACJI NARZĘDZI W PROFESJONALNYCH WARUNKACH. PROSTY W OBSŁUDZE PANEL LED, WBUDOWANA DRUKARKA ORAZ SPRAWDZONE PROGRAMY PRACY I TESTOWE ZAPEWNIĄJĄ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD KAŻDYM CYKLEM I WYGODĘ CODZIENNEGO UŻYTKOWANIA. TO SOLIDNE I FUNKCYJNALNE ROZWIĄZANIE DLA GABINETÓW, KTÓRE STAWIAJĄ NA NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I POWTARZALNOŚĆ PROCESÓW STERYLIZACJI.

- ✓ WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIB
- ✓ STERYLIZACJA PAKIETÓW, NARZĘDZI LITYCH, POROWATYCH I WGLĘBIONYCH
- ✓ 4 PROGRAMY PRACY + 2 PROGRAMY TESTOWE (BOWIE & DICK / HELIX / TEST PRÓŻNI)
- ✓ ZAKRES TEMPERATURY PRACY: 134–137°C
- ✓ WBUDOWANA DRUKARKA TERMICZNA
- ✓ KOMORA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ WEWNĘTRZNE ZBIORNIKI NA WODĘ CZYSTĄ I ZUŻYTA
- ✓ WYŚWIETLACZ LED
- ✓ DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 8 L | 12 L | 18 L | 22 L



## ZGRZEWARKA

ZGRZEWARKA TO NOWOCZESNE URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO PRZYGOTOWYWANIA PAKIETÓW PAPIEROWO-FOLIOWYCH DO STERYLIZACJI NARZĘDZI W AUTOKLAWIE. DZIĘKI PRECYZYJNEMU ZGRZEWOWI, REGULACJI TEMPERATURY ORAZ SOLIDNEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIĄĄ TRWAŁOŚĆ I SZCZELNOŚĆ PAKIETÓW, UMOŻLIWIAJĄC BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE STERYLNYCH NARZĘDZI. TO PRAKTYCZNE I NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA DLA GABINETÓW, KTÓRE STAWIAJĄ NA WYGODĘ PRACY, EFEKTYWNOŚĆ I NAJWYŻSZE STANDARDY HIGIENY.



### ZGRZEWARKA BEST:

- ✓ ELEKTRONICZNIE STEROWANY ELEMENT GRZEJNY
- ✓ AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY
- ✓ SZEROKOŚĆ ZGRZEWU 12 MM – TRWAŁE I SZCZELNE PAKIETY
- ✓ MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZGRZEWU 250 MM
- ✓ NÓŻ Z PODWÓJNYM OSTRZEM – PRECYZYJNE CIĘCIE RĘKAWÓW
- ✓ FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII – TRYB CZUWANIA
- ✓ SYGNALIZACJA PRACY DIODĄ LED
- ✓ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA BLACIE LUB ŚCIANIE

## INKUBATOR TESTÓW BIOLOGICZNYCH CLAVE TEST



INKUBATOR TESTÓW BIOLOGICZNYCH CLAVE TEST Z KRUSZARKĄ YESON TO KOMPAKTOWE I NIEZAWODNE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESÓW STERYLIZACJI BEZPOŚREDNIO W GABINECIE. DZIĘKI STABILNEJ TEMPERATURZE INKUBACJI, PROSTEJ OBSŁUDZE ORAZ DOŁĄCZONEJ KRUSZARCE UMOŻLIWIA SZYBKIE I BEZPIECZNE PRZEPROWADZANIE TESTÓW BIOLOGICZNYCH BEZ KONIECZNOŚCI KORZYSTANIA Z LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH. TO PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA SPECJALISTÓW, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ STERYLIZACJI.

- ✓ STABILNA TEMPERATURA INKUBACJI 56°C
- ✓ KONTROLA SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI NA MIEJSCU
- ✓ SYGNALIZACJA BŁĘDÓW DIODĄ LED

- ✓ MONITOROWANIE ZANIKU ZASILANIA I SPADKU TEMPERATURY
- ✓ POKRYWA OCHRONNA W ZESTAWIE
- ✓ KRUSZARKA FIOLEK DO BEZPIECZNEJ AKTYWACJI TESTU

# MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA UC-L POWER



#### ZGRZEWARKA COMPACT:

- ✓ PRZEZNACZONA DO PAKIETÓW PAPIEROWO-FOLIOWYCH DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE
- ✓ ZGRZEW IMPULSOWY – SZYBKE I TRWAŁE ZAMYKANIE OPAKOWAŃ
- ✓ MOŻLIWOŚĆ ZGRZEWANIA GOTOWYCH PAKIETÓW ORAZ RĘKAWÓW W ROLKACH
- ✓ PODWÓJNE OSTRZE TNĄCE – PRECYZYJNE ODCIĘCIE RĘKAWA
- ✓ REGULACJA TEMPERATURY – KONTROLA JAKOŚCI ZGRZEWU
- ✓ SZEROKOŚĆ ZGRZEWU: 10 MM
- ✓ MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZGRZEWU: 290 MM
- ✓ KOMPAKTOWA BUDOWA – IDEALNA DO MNIEJSZYCH GABINETÓW



#### ZGRZEWARKA F-300:

- ✓ SZEROKOŚĆ ZGRZEWU 12 MM – WYSOKA SZCZELNOŚĆ PAKIETÓW
- ✓ MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZGRZEWU 250 MM
- ✓ REGULACJA TEMPERATURY
- ✓ NÓŻ Z PODWÓJNYM OSTRZEM
- ✓ DOCISK SILIKONOWY ODPORNY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ
- ✓ PROSTA I WYGODNA OBSŁUGA W CODZIENNEJ PRACY



#### ZGRZEWARKA SEAL 320:

- ✓ NOWOCZESNA ZGRZEWARKA IMPULSOWA O NISKIM POBORZE ENERGII
- ✓ ELEKTRONICZNIE STEROWANY ELEMENT GRZEJNY
- ✓ SZEROKOŚĆ ZGRZEWU 12 MM – WYSOKA SZCZELNOŚĆ PAKIETÓW
- ✓ RÓWNOMIERNY DOCISK NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZGRZEWU
- ✓ MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZGRZEWU DO 300 MM
- ✓ DWUSTRONNY, WZMOCNIONY NÓŻ – TRWAŁOŚĆ I PRECYZYJNE CIĘCIE
- ✓ DIODOWA SYGNALIZACJA PRACY
- ✓ AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE W TRYB CZUWANIA



#### ZGRZEWARKA SMART:

- ✓ PŁYNNA REGULACJA TEMPERATURY – PRECYZYJNA KONTROLA ZGRZEWU
- ✓ MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ZGRZEWU 300 MM
- ✓ NÓŻ Z OBUSTRONNYM OSTRZEM – DOKŁADNE I WYGODNE CIĘCIE
- ✓ ELEKTRONICZNIE STEROWANY ELEMENT GRZEJNY
- ✓ ŁATWA WYMIANA ELEMENTÓW EKSPLOATACYJNYCH
- ✓ SOLIDNA OBUDOWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA



MYJKI ULTRADŹWIĘKOWE STEEL UC POWER TO PROFESJONALNE URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO DOKŁADNEGO I BEZPIECZNEGO CZYSZCZENIA NARZĘDZI ORAZ PRECYZYJNYCH ELEMENTÓW. DZIĘKI TECHNOLOGII ULTRADŹWIĘKOWEJ 40 KHZ, REGULACJI TEMPERATURY I CZASU PRACY SKUTECZNIE USUWAJĄ ZABRUDZENIA NAWET Z TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC, BEZ RYZYKA USZKODZENIA POWIERZCHNI. TO WYDAJNE I NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DLA GABINETÓW ORAZ PRACOWNI, KTÓRE OCZEKUJĄ NAJWYŻSZEJ SKUTECZNOŚCI CZYSZCZENIA JAKO ETAPU PRZYGOTOWANIA NARZĘDZI DO DEZYNFEKЦИИ I STERYLIZACJI.

- ✓ CZĘSTOTLIWOŚĆ ULTRADŹWIĘKÓW: 40 KHZ
- ✓ MOC ULTRADŹWIĘKÓW: 240 W (UC-6L) / 360 W (UC-10L)
- ✓ ILOŚĆ PRZETWORNIKÓW: 4 SZT. (UC-6L) / 6 SZT. (UC-10L)
- ✓ MOC GRZAŁKI: 300 W (UC-6L) / 500 W (UC-10L)
- ✓ ZAKRES TEMPERATUR: 0–80°C

- ✓ TIMER: 1–99 MIN (UC-6L) / 0–99 MIN (UC-10L)
- ✓ WYMIARY ZBIORNIKA: 300 × 155 × 150 MM (UC-6L) / 300 × 240 × 150 MM (UC-10L)
- ✓ WYMIARY URZĄDZENIA: 330 × 180 × 310 MM (UC-6L) / 330 × 370 × 310 MM (UC-10L)
- ✓ ZASILANIE: 230 V / 50 HZ

# AUTOKLAW YESON SERIA YS-03L

AUTOKLAW YESON YS-03L-E /E1 TO KOMPAKTOWE URZĄDZENIE KLASY B Z PRÓŻNIĄ FRAKJONOWANĄ, STWORZONE DO SKUTECZNEJ I BEZPIECZNEJ STERYLIZACJI NARZĘDZI W MNIEJSZYCH GABINETACH I MOBILNYCH STANOWISKACH PRACY. DZIĘKI DOTYKOWEMU PANELOWI LUB WYŚWIETLACZOWI LCD, WBUDOWANEJ DRUKARCE, OBSŁUDZE KART SD ORAZ CZUJNIKOWI JAKOŚCI WODY ZAPEWNIĄ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD PROCESEM I WYGODĘ UŻYTKOWANIA. TO NOWOCZESNE I NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DLA SPECJALISTÓW, KTÓRZY OCZEKUJĄ WYSOKICH STANDARDÓW STERYLIZACJI W KOMPAKTOWEJ FORMIE.

- ✓ POJEMNOŚĆ KOMORY: 3 LITRY
- ✓ 4 AUTOMATYCZNE PROGRAMY PRACY
- ✓ 2 PROGRAMY TESTOWE
- ✓ PROGRAM DODATKOWEGO SUSZENIA
- ✓ FUNKCJA WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA
- ✓ WBUDOWANA DRUKARKA TERMICZNA
- ✓ PORT KARTY SD
- ✓ CZUJNIK JAKOŚCI WODY
- ✓ WIELOJĘZYCZNE MENU (W TYM POLSKIE)
- ✓ BLOKADA PRZED PRZYPADKOWYM OTWARIEM
- ✓ ZABEZPIECZENIE HASŁEM
- ✓ WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIB

# AUTOKLAW ICANCLAVE SERIA STE-D



AUTOKLAWY ICANCLAVE STE-D TO NOWOCZESNE STERYLIZATORY PAROWE, ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O SKUTECZNEJ I BEZPIECZNEJ STERYLIZACJI WSZYSTKICH TYPÓW WSADÓW – OPAKOWANYCH, NIEOPAKOWANYCH ORAZ MATERIAŁÓW TEKSTYLNICH. URZĄDZENIA ZOSTAŁY WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTÓW EUROPEJSKICH, CO PRZEKŁADA SIĘ NA ICH TRWAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ PRACY. DZIĘKI ZAAWANSOWANYM FUNKCJOM, TAKIM JAK PROGRAMY TESTOWE, CZUJNIK JAKOŚCI WODY, WBUDOWANA DRUKARKA I PORT USB, ZAPEWNIĄJĄ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD PROCESEM ORAZ WYGODĘ CODZIENNEJ PRACY. TO PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DLA PLACÓWEK, KTÓRE OCZEKUJĄ NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW STERYLIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA.

- ✓ 9 PROGRAMÓW STERYLIZACJI + 2 PROGRAMY TESTOWE
- ✓ STERYLIZACJA WSADÓW OPAKOWANYCH, POROWATYCH I WGLĘBIONYCH
- ✓ PORT USB + DRUKARKA TERMICZNA
- ✓ WYŚWIETLACZ LCD
- ✓ MENU PL
- ✓ CZUJNIK JAKOŚCI WODY
- ✓ FUNKCJA OPÓŹNIONEGO STARTU I WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA
- ✓ ZABEZPIECZENIE HASŁEM
- ✓ DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 8 L | 12 L | 18 L | 23 L





**MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA STEEL UC-5L:**

- ✓ TECHNOLOGIA ULTRADŹWIĘKOWA 40 KHZ
- ✓ FUNKCJA PODGRZEWANIA DO 80°C – ZWIĘKSZONA SKUTECZNOŚĆ MYCIA
- ✓ TIMER 1-99 MIN – PRECYZYJNA KONTROLA PROCESU
- ✓ STAL NIERDZEWNA – TRWAŁOŚĆ I ŁATWE UTRZYMANIE HIGIENY

## MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA YESON YS-2.5L



- ✓ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 2.5 LITRA
- ✓ USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ZE SZCZELIN I TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC
- ✓ CZYSZCZENIE BEZ USZKADZANIA POWIERZCHNI NARZĘDZI

- ✓ WBUDOWANA GRZAŁKA – PODGRZEWANIE PŁYNU DO 60°C
- ✓ TIMER 1-30 MINUT
- ✓ MOC ULTRADŹWIĘKÓW: 60 W
- ✓ MOC GRZAŁKI: 100 W
- ✓ OBUDOWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA

## DESTYLARKA STEEL 4L



DESTYLARKA YESON STEEL 4L TO KOMPAKTOWE I NIEZAWODNE URZĄDZENIE DO PRODUKCJI CZYSTEJ WODY DESTYLOWANEJ, PRZEZNACZONE DO AUTOKLAWÓW I URZĄDZEŃ WYMAGAJĄCYCH NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WODY. WYKONANA W ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAPEWNIĄ TRWAŁOŚĆ, HIGIENĘ ORAZ STABILNĄ PRACĘ. TO PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA GABINETÓW I LABORATORIÓW, KTÓRE CENIĄ NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.

- ✓ POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 4 LITRY
- ✓ WYDAJNOŚĆ: OK. 1 LITR / GODZINĘ
- ✓ MOC: 750 W
- ✓ ZASILANIE: 230 V (220-240 V)
- ✓ WYMIARY: WYS. 38 CM | Ø 24 CM

**SYSTEM UZDATNIANIA WODY YESON RO:**

- ✓ WYSOKA CZYSTOŚĆ WODY < 5 PPM – IDEALNA DO AUTOKLAWÓW I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
- ✓ WYDAJNOŚĆ 12-15 L/H + ZBIORNIK CIŚNIENIOWY – NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO WODY
- ✓ WBUDOWANY WYŚWIETLACZ – STAŁA KONTROLA JAKOŚCI (TDS)
- ✓ AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE MEMBRANY RO – BEZOBSŁUGOWA PRACA
- ✓ BARDZO NISKIE ZUŻYCIE ENERGII – TYLKO 45 W
- ✓ NISKI KOSZT PRODUKCJI WODY – REALNE OSZCZĘDNOŚCI
- ✓ KOMPAKTOWA I ESTETYCZNA KONSTRUKCJA DO GABINETÓW



## AUTOKLAW YESON SERIA YS SILVER



AUTOKLAW YESON YS SILVER TO KOMPAKTOWE URZĄDZENIE KLASY B ZGODNE Z NORMĄ EN 13060, PRZEZNACZONE DO SKUTECZNEJ STERYLIZACJI NARZĘDZI MEDYCZYNYCH. DZIĘKI WYSOKIEJ FUNKCJONALNOŚCI, INTUICYJNEJ OBSŁUDZE I WBUDOWANEJ DRUKARCE DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ W GABINETACH, KLINIKACH I LABORATORIACH. TO NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DLA PROFESJONALISTÓW, KTÓRZY OCZEKUJĄ BEZPIECZEŃSTWA, WYGODY I POWTARZALNYCH EFEKTÓW STERYLIZACJI.

- ✓ KLASA B (EN 13060) – SKUTECZNA STERYLIZACJA WSZYSTKICH TYPÓW WSADÓW
- ✓ WBUDOWANA DRUKARKA TERMICZNA – PEŁNA DOKUMENTACJA PROCESÓW
- ✓ 5 PROGRAMÓW PRACY + 2 PROGRAMY TESTOWE (BOWIE & DICK, HELIX, TEST PRÓŻNI)

- ✓ KOMORA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ INTUICYJNA OBSŁUGA – ŁATWE UŻYTKOWANIE NA CO DZIEŃ
- ✓ SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA (BLOKADA DRZWI, ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA)
- ✓ WBUDOWANE ZBIORNIKI NA WODĘ CZYSTĄ I ZUŻYTĄ
- ✓ POJEMNOŚĆ 8L

## SZAFKA POD AUTOKLAW YESON



- ✓ DEDYKOWANA DO AUTOKLAWÓW YESON (3L, 8L, 12L)
- ✓ SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO
- ✓ MOBILNOŚĆ – 4 KÓŁKA, W TYM 2 Z BLOKADĄ
- ✓ PODŚWIETLANE LOGO LED
- ✓ PRAKTYCZNA PRZESTRZEŃ DO PRZECHOWYWANIA (PÓŁKA + DRZWIČKI)
- ✓ PRZEPUST NA PRZEWODY
- ✓ ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I ŚRODKI CZYSZCZĄCE
- ✓ STABILNA I BEZPIECZNA W CODZIENNYM UŻYTKOWANIU

## SMAROWNICA DO KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH

SMAROWNICA YESON TO NOWOCZESNE URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA I OLIWIENIA KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH, UMOŻLIWIĄCĄCE JEDNOCZESNĄ KONSERWACJĘ AŻ TRZECH INSTRUMENTÓW. DZIĘKI PRECYZYJNYM PROGRAMOM PRACY I ZASILANIU SPRĘŻONYM POWIETRZEM ZAPEWNIĄ SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI DO STERYLIZACJI ORAZ WYDŁUŻĄ ICH ŻYWOTNOŚĆ. TO NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE DLA GABINETÓW, KTÓRE STAWIAJĄ NA EFEKTYWNOŚĆ, HIGIENĘ I BEZPIECZEŃSTWO PRACY.

